



Une routine de soins facile en 3 étapes simples

3

étapes simples


Compresses chaudes sur les paupières 1

Pour faire fondre le meibum



Massage des paupières 2

Pour extraire le meibum



Nettoyage des paupières 3

Cette étape est la plus importante lorsqu'il est question de retirer les croûtes, les petits débris et le meibum épais





- Le traitement de la sécheresse oculaire associée au DGM repose sur l'emploi de compresses chaudes selon les lignes directrices publiées dans la RCO en novembre 2014.

- Procure une source de chaleur contrôlée qui demeure constante à $\pm 43 + 3$ °C pendant 10 minutes

- Sécuritaire et confortable
 - Les pochettes chauffantes s'autoactivent au contact de l'air et ne sont pas brûlantes au toucher
 - Les pochettes ne deviennent pleinement activées qu'une fois qu'elles sont dans le masque

| Article | Code de produit |
|---|-----------------|
| Système EyeGiene (1 masque et 10 paires de sachets chauffants) | EIS-A12 |
| Sachets chauffants uniquement (30 paires de sachets chauffants) | EIR-A13 |