

Bruder Ophthalmic Instruments + Bruder Moist Heat Eye Compress

Bruder Ophthalmic Instruments are perfect for use in conjunction with the Bruder Moist Heat Eye Compress. Prior to an expression procedure, apply a warmed compress for 10 minutes. This will help you prepare the Meibomian glands for treatment.

Select from the instruments below for mild to aggressive expression.

Collins™ Expressor Forceps

German Stainless Steel

For mild to aggressive expression of Meibomian gland. 95mm Forceps with closed paddles.

- *Item 98610*




Livengood™ Expressor Paddles

German Stainless Steel

For mild or gentle expression of the Meibomian gland. Non-slip knurled handle. 75mm oval blades.

- *Item 98620- Angled. 12 degree angle.*
- *Item 98630- Flat.*



Karpecki Debrider

German Stainless Steel

Slightly curved tip with a 'crisp' edge on both sides. The curved edge is just right to easily remove keratin.

- *Item 98653- For debriding.*




Bruder® Epilation Forceps

German Stainless Steel

For precise eyelash removal. Straight. Non-slip, easy grip handle. Non-slip jaw/tip.

- *Item 98650- Standard. 120mm long, with 1.5mm tip.*
- *Item 98657- Delicate. 100mm long with 1.0mm tip.*



Les instruments ophtalmiques de marque Bruder + masque à chaleur humide de Bruder

Les instruments ophtalmiques de marque Bruder s'utilisent à merveille en association avec le masque à chaleur humide de Bruder. Avant de procéder à l'extraction du meibum, appliquez le masque chauffant pendant 10 minutes. Cela vous aidera à préparer les glandes de Meibomius en vue du traitement.

Choisissez un des instruments ci-dessous, afin d'exprimer le meibum en douceur ou avec plus de force.

Pince de compression de marque Collins^{MC}

En acier inoxydable provenant d'Allemagne
Pour exprimer le meibum en douceur ou avec force.
Pince de 95 mm dotée de palettes rondes.


- Article no 98610



Palettes de compression de marque Livengood^{MC}

En acier inoxydable provenant d'Allemagne
Permettent d'exprimer le meibum en appuyant légèrement.
Instrument doté d'un manche moleté antiglissant. Palettes ovales de 75 mm.

- Article no 98620 — palettes à angle de 12 degrés
- Article no 98630 — palettes droites



Débrideur de marque Karpecki

En acier inoxydable provenant d'Allemagne
Extrémité légèrement courbée aux bords effilés.
L'extrémité courbée permet de retirer facilement la kératine.

- Article no 98653 — Outil de débridement



Pince à épiler de marque Bruder[®]

En acier inoxydable provenant d'Allemagne
Pour l'épilation précise de cils. Pince droite à branches antiglissantes faciles à manier dotée d'une pointe antiglissante.

- Article no 98650 — Pince standard Mesure 120 mm; pointe de 1,5 mm.
- Article no 98657 — Pince délicate Mesure 100 mm; pointe de 1,0 mm.

